



# BENU

PRODUTOS E EVENTOS



## Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

Guarde estas instruções junto ao check list de manutenção em local seguro e acessível.

Reserve um tempo para se familiarizar com as instruções e manutenção deste equipamento antes de utilizá-lo. Guarde a folha de instruções em local seguro e acessível. A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.

### *Contém:*

1 - Barril Sensorial

### **Medidas:**

#### **Escada:**

- Altura: 51,5 cm
- Comprimento: 88 cm
- Largura: 63,5 cm

#### **Rampa:**

- Altura: 51,5 cm
- Comprimento: 1,29 m
- Largura: 63,5 cm

#### **Cubo:**

- Altura: 51,5 cm
- Comprimento: 67 m
- Largura: 63,5 cm

#### **Rolo:**

- Diâmetro: 30 cm
- Largura: 63,5 cm

**Garantia:** Seis meses contra defeitos de fabricação

**Peso:** 11 Kg **Comporta:** 90 kg.

### *Descrição técnica:*

Divertido, lúdico, um recurso com múltiplas funções, podendo ser utilizado em grupo ou individualmente.

Compõe: escadinha de 4 degraus, cubo, rolo e rampa. Feito em courvin, espuma e isopor estrutural.

### *Função e uso do equipamento:*

Ficha Técnica:

### **Kit Joy®**

### **Importante:**

A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.



## *Instalação:*

Deve ser feita por um adulto.

Apertar os mosquetões e transpassá-lo nas tiras de suspensão do equipamento e também nas tiras de suspensão do seu suporte de teto fixo ou giratório.

## *Vistoria Preventiva:*

Os equipamentos de suspensão necessitam de vistoria preventiva mensalmente, verificando os itens abaixo:

- Integridade da tira de suspensão do equipamento e da tira que está transpassada no suporte de teto ou da estrutura.
- Aperto dos parafusos e fixadores do teto ou estrutura onde o balanço será suspenso.
- Ruídos atípicos nas estruturas e fixações.
- Estabilidade das estruturas (Furação de sustentação e fixação).
- Ranhuras ou fissuras nos pontos de solda da estrutura.

**Ao constatar algum dos itens acima fotografe e entre em contato imediatamente com a Benu para verificação e suporte.**

## *Manutenção:*

A base em courvin deve ser limpa SEMPRE usando um pano macio.

Nenhum produto químico de limpeza e a base de petróleo ou álcool podem ser utilizados.

Para revitalizá-lo utilize óleo de coco estopa, certifique-se de que seu paciente não seja alérgico.

## *Precauções de segurança:*

A segurança de seus clientes depende da escolha apropriada de atividade adequada, mas que desafie suas habilidades. Use técnicas de detecção de segurança, além de checar a área de atividade, instalações adequadas e a manutenção crítica de seu equipamento.

Nossos equipamentos não se destinam ao uso recreativo ou ao ar livre. Nunca devem ser utilizados sem supervisão.

**Esta Folha de Instruções é apenas um exemplo.** Não pretende, de forma alguma, substituir as leis locais, estaduais ou federais. Esteja ciente que é sua responsabilidade verificar todas as informações de segurança pertinentes ao uso e instalação.

## **Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®**

Para perguntas ou sugestões, entre em contato com a Benu pelos canais abaixo:

Telefone fixo: (31) 3568-0479 | Whatsapp: (31) 99531-1785

Instagram: @benueventos / Tik tok: @benueventos / Site: [www.benu.com.br](http://www.benu.com.br) /

Loja: [loja.benu.com.br](http://loja.benu.com.br) | E-mail: [benu.comercial@gmail.com](mailto:benu.comercial@gmail.com)

Somos uma empresa filiada ao CREA/MG - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura  
MG nº 51971 com Registro Regional: 083955. | Produto PATENTEADO: BR 30 2021 000542-5.

Atualizado em 14/07/2022.