



BENU
PRODUTOS E EVENTOS



Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

Guarde estas instruções junto ao check list de manutenção em local seguro e acessível.

Reserve um tempo para se familiarizar com as instruções e manutenção deste equipamento antes de utilizá-lo. Guarde a folha de instruções em local seguro e acessível. A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.

Contém:

1 - Cunha

Medidas:

- Comprimento: 3,80 m

Garantia: Três meses contra defeitos de fabricação

Peso: Kg **Comporta:**

Descrição técnica:

Revestida em courvin, espuma de alta densidade.

Função e uso do equipamento:

A cunha é um equipamento terapêutico utilizado para auxiliar no posicionamento corporal, no alinhamento postural e no apoio durante atividades terapêuticas e educacionais. Sua principal função é favorecer o conforto, a estabilidade e a execução adequada dos exercícios, contribuindo para o desenvolvimento motor e funcional do usuário.

Confeccionada em espuma de alta densidade e revestida em courvin, a cunha oferece resistência, durabilidade e fácil higienização. É indicada para uso em clínicas, escolas e ambientes terapêuticos, podendo ser utilizada em diferentes posições e propostas de trabalho, de acordo com os objetivos terapêuticos.

Ficha Técnica:

Cunha

Importante:

A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.



Instalação:

Deve ser feita por um adulto.

Vistoria Preventiva:

Os equipamentos de suspensão necessitam de vistoria preventiva mensalmente, verificando os itens abaixo:

- Aperto dos parafusos e fixadores da estrutura dos rolos..
- Ruídos atípicos nas estruturas e fixações.
- Estabilidade das estruturas (Furação de sustentação e fixação).

Ao constatar algum dos itens acima fotografe e entre em contato imediatamente com a Benu para verificação e suporte.

Manutenção:

Deve SEMPRE ser limpa usando um pano úmido e macio.

Nenhum produto químico de limpeza e a base de petróleo pode ser utilizado.

Nem produtos de limpeza à base de álcool ou qualquer outro produto químico pode ser utilizado

Porém com uso extremamente intenso, pode ocorrer fadiga e corrosão prematura, necessitando uma vistoria mensal por parte das terapeutas ocupacionais em contato diário com o recurso.

Precauções de segurança:

A segurança de seus clientes depende da escolha apropriada de atividade adequada, mas que desafie suas habilidades. Use técnicas de detecção de segurança, além de checar a área de atividade, instalações adequadas e a manutenção crítica de seu equipamento.

Nossos equipamentos não se destinam ao uso recreativo ou ao ar livre. Nunca devem ser utilizados sem supervisão.

Esta Folha de Instruções é apenas um exemplo. Não pretende, de forma alguma, substituir as leis locais, estaduais ou federais. Esteja ciente que é sua responsabilidade verificar todas as informações de segurança pertinentes ao uso e instalação.

Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

Para perguntas ou sugestões, entre em contato com a Benu pelos canais abaixo:

Telefone fixo: (31) 3568-0479 | Whatsapp: (31) 99531-1785

Instagram: @benueventos / Tik tok: @benueventos / Site: www.benu.com.br /

Loja: loja.benu.com.br | E-mail: benu.comercial@gmail.com

Somos uma empresa filiada ao CREA/MG - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
MG nº 51971 com Registro Regional: 083955. | Produto PATENTEADO: BR 30 2021 000542-5.

Atualizado em 14/07/2022.